

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ferredoxina Reduttasi Per Wb - P22570

Numero articolo: CM0009193

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per Ferredoxina Reduttasi (FDXR) umana. Validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e ratto. Adatto per ricerche sul sistema mitocondriale P450 e sul metabolismo steroidale. Banda prevista di 54kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ferredoxina Reduttasi mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	ADR; ADXR; ANOA
Specie	Umana
ID gene	2232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 142-491 della Ferredoxina Reduttasi umana (NP_077728.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P22570
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio