


Anticorpo Monoclonale Anti-Catena Pesante Della Ferritina Per Wb, If-P, Elisa - P02794

Numero articolo: CM0002721



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce la Catena Pesante della Ferritina umana (FTH1). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del ferro, autofagia e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Catena Pesante della Ferritina
Note/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Catena Pesante della Ferritina
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2495
GeneID	2495
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Catena Pesante della Ferritina umana (P02794).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02794
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca refrigerante