

Anticorpo Monoclonale Anti-Catena Pesante Della Ferritina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02794

Numero articolo: CM0004856

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Catena Pesante della Ferritina validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia FTH1, una proteina chiave di accumulo del ferro con attività ferrossidasi. Adatto per studi sull'autofagia, l'omeostasi del ferro e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ferritin Heavy Chain Rabbit PolymAb®
Note/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritin Heavy Chain
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2495
GeneID	2495
Immunogeno	Peptide sintetico derivato dalla catena pesante della ferritina umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02794
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio