


Policlone Anticorpo Contro Ferritina Catena Pesante Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02794

Numero articolo: CM0016187



introduzione

CamelBio fornisce questo anticorpo policlone di coniglio anti-Ferritina Catena Pesante per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con FTH1 (21 kDa) di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del ferro e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ferritina Catena Pesante Rabbit pAb
Note/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritin Heavy Chain
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-183 della Ferritina Catena Pesante umana (NP_002023.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policloni
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P02794
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio