


Anticorpo Policlonale Anti-Catena Leggera Della Ferritina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Numero articolo: CM0019911



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la catena leggera della ferritina umana (FTL). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sull'omeostasi del ferro e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	Ferritin Light Chain Rabbit pAb
Note/Alias	LFTD; NBIA3; Ferritin Light Chain
Specie	Umano
GeneID (umano)	2512
GeneID	2512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-175 della catena leggera della ferritina umana (NP_000137.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02792
Peso proteico	20 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio