


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ferrochelatasi (Fech) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22830

Numero articolo: CM0030742



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la ferrochelatasi umana (FECH), adatto per Western blot, immunochimica (IHC-P) ed ELISA. Rileva la FECH umana, murina e ratto, supportando studi sulla biosintesi dell'eme e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FECH Coniglio pAb
Note/Alias	EPP; FCE; EPP1; FECH
Specie	Umano
Gene ID	2235
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della FECH umana (NP_000131.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P22830
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio