

Anticorpo Monoclonale Anti-Fetuin A/Ahsg Per Wb, Elisa - P02765

Numero articolo: CM0002107

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting Fetuin A/AHSG umana, validato per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per studi sulla mineralizzazione ossea, endocitosi e funzione delle proteine plasmatiche. SWISS: P02765.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fetuin A/AHSG Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
Specie	Umano
GenelD (Umano)	197
GenelD	197
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Fetuin A/AHSG umana (P02765)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P02765
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio