


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ffar3 Per Wb, Elisa - O14843

Numero articolo: CM0016334



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FFAR3 umano (GPR41), validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Per la ricerca sull'omeostasi energetica, l'immunità intestinale e la segnalazione degli acidi grassi a catena corta.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	FFAR3 Rabbit pAb
Note/Alias	FFA3R; GPR41; GPR42; FFAR3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2865
GeneID	2865
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 257-346 di FFAR3 umano (NP_005295.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O14843
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio