

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ffar4 Per Wb, Elisa - Q5Nul3

Numero articolo: CM0023620



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per FFAR4 umano (GPR120), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul rilevamento degli acidi grassi, adipogenesi e infiammazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FFAR4 Rabbit pAb
Note/Alias	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	338557
GeneID	338557
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di FFAR4 umano (NP_859529.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5NUL3
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca refrigerante