


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ffar4 Per Wb, Elisa - Q5Nul3

Numero articolo: CM0020270



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio (pAb) anti-FFAR4 rileva FFAR4 (GPR120) umano, murino e ratto in WB ed ELISA. Ideale per ricerche sul metabolismo, sull'infiammazione e sull'adipogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FFAR4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	338557
ID Gene	338557
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 333-377 di FFAR4 umano (NP_859529.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q5NUL3
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio