

Anticorpo Policlonale Anti-Fgd1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98174

Numero articolo: CM0022888

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FGD1 umano (proteina 1 contenente i domini FYVE, RhoGEF e PH), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto per campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della regolazione del citoscheletro di actina mediata da CDC42 e della morfologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGD1 Rabbit pAb
Note/alias	AAS; FGDY; MRXS16; ZFYVE3; FGD1
Specie	Umano
GeneID	2245
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 di FGD1 umano (NP_004454.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P98174
Peso della proteina	107 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante