

Anticorpo Monoclonale Anti-Fgf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Numero articolo: CM0006480



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità mirato all'FGF1 umano (aFGF), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla sopravvivenza cellulare, angiogenesi e differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio FGF1
Osservazioni/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2246
GeneID	2246
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-155 dell'FGF1 umano (NP_000791.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05230
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio