

Anticorpo Policlonale Anti-Fgf1 Per If/Icc, Elisa - P05230

Numero articolo: CM0016384



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FGF1 validato per IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Studia il ruolo di FGF1 nella sopravvivenza cellulare, nell'angiogenesi e nella differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGF1 Rabbit pAb
Note/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alfa; FGF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	2246
GeneID	2246
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P05230
Peso della proteina	17kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio