

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fgf1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05230

Numero articolo: CM0017319



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FGF1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla crescita cellulare, l'angiogenesi e la differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGF1 Rabbit pAb
Note/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	2246
ID del gene	2246
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-155 di FGF1 umano (NP_000791.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P05230
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante