

Anti-Fgf1 Coniglio Polymab® Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05230

Numero articolo: CM0010912



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio FGF1 (PolymAb®) validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva FGF1 umano, murino e ratto con un peso molecolare previsto di 17 kDa. Ideale per ricerche sull'angiogenesi e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGF1 Coniglio PolymAb®
Osservazioni/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFBFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2246
GeneID	2246
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P05230
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio