


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fgf10 Per Wb, Elisa - O15520

Numero articolo: CM0016036



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-FGF10 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare lo sviluppo embrionale, la proliferazione cellulare e la differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGF10 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LADD3; FGF10
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2255
GenelD	2255
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	O15520
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio