


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fgf13 Per Wb - Q92913

Numero articolo: CM0025174



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FGF13 umano, convalidato per WB ed ELISA. Rileva FGF13 umano, murino e ratto, coinvolto nello sviluppo neuronale e nella regolazione dei canali del sodio. Ideale per ricerche nel campo delle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGF13 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	FGF2; FHF2; DEE90; FHF-2; FGF-13; XLID110; LINC00889; FGF13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2258
GeneID	2258
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-245 di FGF13 umano (NP_004105.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q92913
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio