

Anticorpo Policlonale Anti-Fgf17 Per Wb, If/Icc, Elisa - O60258

Numero articolo: CM0019460

introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-FGF17 di Coniglio validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva FGF17 umano, murino e di ratto, un fattore di crescita secreto cruciale per lo sviluppo cerebrale embrionale. Ideale per studi di biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGF17 Rabbit pAb
Note/Alias	HH20; FGF-13; FGF-17; FGF17
Specie	Umano
GeneID (umano)	8822
GeneID	8822
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60258
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca refrigerante