

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fgf2 Per Wb, Elisa - P09038

Numero articolo: CM0007034



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia FGF2 umano, adatto per Western blot e ELISA. Rileva multiple isoforme (17-30 kDa). Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per lo studio della sopravvivenza cellulare, dell'angiogenesi e della differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FGF2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2247
ID gene	2247
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09038
Peso proteico	17kDa/21kDa/22kDa/30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio