

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fgf2 Per Wb, Elisa - P09038

Numero articolo: CM0022336



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FGF2 validato per WB ed ELISA. Rileva FGF2 umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla crescita cellulare, la differenziazione e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGF2 Rabbit pAb
Note/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2247
GeneID	2247
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'FGF2 umano (NP_001997.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P09038
Peso della proteina	31kDa
Spedizione	Confezione refrigerante