

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fgf2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Numero articolo: CM0018263



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro FGF2 umano (bFGF), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Studi sulla proliferazione cellulare, differenziazione e angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FGF2 Rabbit pAb
Note/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2247
GeneID	2247
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09038
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio