


Anticorpo Policlonale Anti-Fgf21 Per Wb, Elisa - Q9Nsa1

Numero articolo: CM0017552



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FGF21 umano, validato per WB e ELISA. Rileva FGF21 umano e murino, un fattore di crescita secretico che regola l'omeostasi glucidica e la sensibilità insulinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGF21 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FGF21
Specie	Uomo
GeneID (Umano)	26291
GeneID	26291
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-209 di FGF21 umano (NP_061986.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NSA1
Peso Proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio