


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fgf21 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nsa1

Numero articolo: CM0006417



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega al fattore di crescita dei fibroblasti 21 umano (FGF21). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce FGF21 umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo e sull'omeostasi del glucosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	FGF21 mAb Coniglio
Note/Alias	FGF21; fattore di crescita dei fibroblasti 21
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26291
GeneID	26291
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 del FGF21 umano (NP_061986.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NSA1
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio