

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fgf23 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv9

Numero articolo: CM0007624



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio FGF23 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva l'FGF23 umano, un regolatore chiave del metabolismo del fosfato e della vitamina D. Ideale per la ricerca sulle malattie ossee e renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio FGF23
Note/Alias	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
Specie	Umano
GeneID (umano)	8074
GeneID	8074
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-251 dell'FGF23 umano (NP_065689.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9GZV9
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio