

Anticorpo Policlonale Anti-Fgf3 Per Wb, Elisa - P11487

Numero articolo: CM0021070

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FGF3, validato per WB ed ELISA. Rileva FGF3 umano e presenta reattività crociata con il ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo embrionale e sulla differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-FGF3
Note/Alias	INT2; HBGF-3; FGF3
Specie	Uomo
GenelD (Umano)	2248
GenelD	2248
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P11487
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante