


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fgf4 Per Wb E Elisa - P08620

Numero articolo: CM0016148



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità targeting il fattore di crescita dei fibroblasti umano 4 (FGF4). Validato per applicazioni Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per ricerche sullo sviluppo embrionale, la differenziazione cellulare e i fattori di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FGF4 Rabbit pAb
Note/Alias	HST, KFGF, FGF-4, HST-1, HSTF1, K-FGF, HBGF-4, HSTF-1, FGF4
Specie	Umana
ID Gene	2249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-206 della FGF4 umana (NP_001998.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P08620
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio