

Anticorpo Policlonale Anti-Fgf6 Per Wb, Elisa - P10767

Numero articolo: CM0030563

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FGF6 purificato per affinità per WB, ELISA. Mirato a FGF6 umano (HST2/HBGF-6); cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sulla proliferazione cellulare, differenziazione, angiogenesi e miogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGF6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HST2; HBGF-6; FGF6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2251
GeneID	2251
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di FGF6 umano (NP_066276.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10767
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio