

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fgf7/Kgf Per Wb, Elisa - P21781

Numero articolo: CM0009057

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro FGF7/KGF umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sui fattori di crescita e sulla proliferazione delle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	mAb di coniglio FGF7/KGF
Note/alias	KGF; HBGF-7; Fattore di crescita dei fibroblasti 7; FGF7/KGF
Specie	Umano
ID del gene (umano)	2252
ID del gene	2252
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FGF7 umano (NP_002000.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P21781
Peso della proteina	12 kDa/23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante