


Anticorpo Policlonale Anti-Fgf9 Per Wb Ed Elisa - P31371

Numero articolo: CM0028679



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FGF9 (GAF, FGF-9, SYNS3, HBFG-9) per Western blot ed ELISA. Validato in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo, cellule gliali e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGF9 Rabbit pAb
Note/Alias	GAF; FGF-9; SYNS3; HBFG-9; HBGF-9; FGF9
Specie	Umano
GeneID (umano)	2254
GeneID	2254
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31371
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio