

Anticorpo Policlonale Anti-Fgfr1Op Per Wb, Elisa - 095684

Numero articolo: CM0023727



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio FGFR1OP di alta qualità validato per Western blot e ELISA.

Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto.

Bersaglia la proteina centrosomale 43 per la ricerca sul citoscheletro e sulle ciglia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGFR1OP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FOP; FGFR1OP
Specie	Umano
GeneID (umano)	11116
GeneID	11116
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 della FGFR1OP umana (NP_919410.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	095684
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio