


Anticorpo Policlonale Anti-Fgfr2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P21802

Numero articolo: CM0013129



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FGFR2 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della proliferazione cellulare, differenziazione e vie di segnalazione dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FGFR2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2263
GeneID	2263
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21802
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio