

Anticorpo Policlonale Anti-Fgfr3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22607

Numero articolo: CM0017553



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a FGFR3 umano, specificato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Uno strumento essenziale per la ricerca sullo sviluppo scheletrico e sui cancro correlati a FGFR3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGFR3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGRFR3EX; FGFR3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2261
Gene ID	2261
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 700-806 di FGFR3 umano (NP_000133.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22607
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio