

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fgfr3 Per Ihc-P Ed Elisa - P22607

Numero articolo: CM0003384



introduzione

Anticorpo monoclonale (mAb) di coniglio anti-FGFR3 validato per applicazioni IHC-P ed ELISA. Riconosce specificamente l'FGFR3 umano (P22607). Ideale per studiare lo sviluppo scheletrico, la segnalazione oncologica e le vie delle recettori tirosina chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-FGFR3
Note/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; FGFR3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2261
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'FGFR3 umano (P22607)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P22607
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio