


Anticorpo Policlonale Anti-Fgfr4 Per Wb, Elisa - P22455

Numero articolo: CM0028835



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro FGFR4 umano per Western blotting e ELISA. Riconosce la proteina FGFR4 umana, murina e di ratto. Ideale per studiare la segnalazione di FGFR4 nella proliferazione cellulare, nel metabolismo e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGFR4 Rabbit pAb
Note/Alias	TKF; JTK2; CD334; FGFR4
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	2264
Gene ID	2264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-150 di FGFR4 umano (NP_998812.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, di Ratto
SWISS	P22455
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio