

Anticorpo Monoclonale Anti-Fgg Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02679

Numero articolo: CM0009763



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che riconosce la catena gamma del Fibrinogeno umano (FGG). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA; rileva bande di ~49/52 kDa. Ideale per la ricerca su trombosi ed emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale FGG di coniglio
Note/Alias	FGG
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2266
ID Gene	2266
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P02679
Peso Molecolare Proteico	49 kDa/52 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio