

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fgg Per Wb E Elisa - P02679

Numero articolo: CM0026190



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FGG umano (catena gamma del fibrinogeno), adatto per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Ideale per la ricerca sull'emostasi e sulla coagulazione del sangue.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGG Coniglio pAb
Note/Alias	FGG
Specie	Umano
GeneID (umano)	2266
GeneID	2266
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-330 del FGG umano (NP_000500.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P02679
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio