

Anticorpo Policlonale Anti-Fggy Per Wb, Elisa - Q96C11

Numero articolo: CM0013991

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina umana FGGY contenente il dominio chinasi dei carboidrati. Convalidato per WB ed ELISA; reattività crociata con umano, topo e ratto. Adatto per studi sulla fosforilazione del D-ribulosio e sulla riparazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGGY Rabbit pAb
Note/Alias	FGGY
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55277
GeneID	55277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di FGGY umano (NP_060761.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96C11
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio