

Anticorpo Policlonale Anti-Fgl2 Per Wb E Elisa - Q14314

Numero articolo: CM0015726

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla Fibroleuchina umana (FGL2). Validato per Western blot e ELISA. Adatto per esplorare le funzioni dei linfociti nei siti mucosali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGL2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	FGL2; T49; pT49
Specie	Umano
GeneID (umano)	10875
GeneID	10875
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-140 di FGL2 umano (NP_006673.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14314
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio