


Anticorpo Policlonale Anti-Fgr Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09769

Numero articolo: CM0019845



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FGR umano (SWISS P09769) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con FGR umano e di ratto. Adatto per lo studio della segnalazione delle tirosin-chinasi non recettoriali nelle risposte immunitarie e nella dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGR Rabbit pAb
Note/alias	SRC2; c-fgr; c-src2; p55-Fgr; p58-Fgr; p55c-fgr; p58c-fgr; FGR
Specie	Umano
GeneID (umano)	2268
GeneID	2268
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FGR umano (NP_005239.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	P09769
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante