

Anticorpo Policlonale Anti-Fh (Fumarato Idratasi) Per Wb, Elisa - P07954

Numero articolo: CM0022516



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FH umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce FH umano, di topo e di ratto. Adatto per studi sul ciclo di Krebs, riparazione del DNA e soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] FH Rabbit pAb
Note/Alias	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2271
ID Gene	2271
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di FH umano (NP_000134.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07954
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio