

Anticorpo Policlonale Anti-Fh (Fumarato Idratasi) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07954

Numero articolo: CM0027157



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FH umano (Fumarato Idratasi), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sul ciclo di Krebs e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FH Rabbit pAb
Note/Alias	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
Specie	Umana
ID Gene	2271
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-510 di FH umano (NP_000134.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P07954
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio