

Anticorpo Monoclonale Anti-Fhit Per Wb, Elisa - P49789

Numero articolo: CM0005973



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia FHIT umano (FRA3B/AP3Aase). Convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Proteina di 17kDa. Per la ricerca su apoptosi e soppressore tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FHIT Rabbit mAb
Note/Alias	FRA3B; AP3Aase; FHIT
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2272
GeneID	2272
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del FHIT umano (P49789).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P49789
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio