

Anticorpo Policlonale Anti-Fhit Per Wb, Elisa - P49789

Numero articolo: CM0015052



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FHIT umano (FRA3B, AP3Aasi), validato per Western blot e ELISA. Adatto per lo studio della soppressione tumorale, dell'apoptosi e del metabolismo nucleotidico in campioni umani e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FHIT Rabbit pAb
Note / Alias	FRA3B, AP3Aasi, FHIT
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2272
GeneID	2272
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-147 della FHIT umana (NP_001159715.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P49789
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio