


Anticorpo Monoclonale Anti-Fhl1 Per Ihc-P, Elisa - Q13642

Numero articolo: CM0011929



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro FHL1 umano, validato per applicazioni IHC-P e ELISA. Adatto per la ricerca sullo sviluppo muscolare e le patologie. Specifico per FHL1 umano (Q13642).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FHL1 Rabbit mAb
Note/Alias	KYOT, SLIM, FCMSU, FHL-1, FHL1A, FHL1B, FLH1A, SLIM1, XMPMA, RBMX1A, RBMX1B, SLIM-1, SLIMMER, FHL1
Specie	Umana
GeneID	2273
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FHL1 umano (Q13642)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q13642
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio