


Anticorpo Monoclonale Anti-Fhl2 Per Wb, Elisa - Q14192

Numero articolo: CM0004702



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato all'FHL2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale, l'apoptosi e la biologia muscolare. Q14192.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FHL2 Rabbit mAb
Note/Alias	DRAL; AAG11; FHL-2; SLIM3; SLIM-3; FHL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2274
GeneID	2274
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-260 dell'FHL2 umano (Q14192).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14192
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio