

Anticorpo Policlonale Anti-Fhl3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13643

Numero articolo: CM0030756



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FHL3 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva una proteina di 31kDa nel muscolo scheletrico umano e murino, supportando la ricerca sui coattivatori della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FHL3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SLIM2; FHL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2275
GeneID	2275
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13643
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio