

Anticorpo Monoclonale Anti-Fhl5 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Td97

Numero articolo: CM0008455



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità contro FHL5 (ACT) umano, validato per WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sulla spermatogenesi e la regolazione trascrizionale specifica del testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FHL5 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Specie	Uomo
GeneID	9457
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 162-284 di FHL5 umano (NP_065228.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q5TD97
Peso proteico	33 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio