

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fhl5 Per Wb, Elisa - Q5Td97

Numero articolo: CM0017070



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia FHL5 (ACT) umano, adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva FHL5 umano e murine. Ideale per studi sulla spermatogenesi e sull'attività trascrizionale di CREM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FHL5 Rabbit pAb
Note/Alias	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Specie	Umana
GeneID	9457
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-284 di FHL5 umano (NP_065228.4).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q5TD97
Peso proteico	33 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio