

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fibp Per Wb, Ihc-P - 043427

Numero articolo: CM0025974

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la FIBP umana (proteina di legame intracellulare FGF acida) per WB, IHC-P, IP, ELISA. Convalidato per uomo, topo, ratto. Coinvolto nella segnalazione di FGF1 e nella lateralità embrionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FIBP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FGFIBP; FIBP-1; TROFAS; FIBP
Specie	Umana
GenelD (Umana)	9158
GenelD	9158
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-364 della FIBP umana (NP_004205.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43427
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio