


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fibrillarin Per Wb - P22087

Numero articolo: CM0005659



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Fibrillarin umana (FBL, 34 kDa), validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine nucleolari e sulla metilazione dell'rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fibrillarin Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2091
GeneID	2091
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 111-210 della Fibrillarin/U3 RNP umana (NP_2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22087
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio